

Микроскоп стереоскопический МСП-2 вариант 3

ОПТИЧЕСКАЯ СХЕМА

Классическая оптическая схема Грену микроскопа в сочетании с разными видами освещения и широким набором дополнительных аксессуаров позволяет исследовать различные объекты и производить экспертную оценку

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Универсальная штанга ШУ-2 или ШУ-3 позволяет использовать различные оптические головки. Широкий набор дополнительных аксессуаров и универсальный штатив микроскопа расширяет возможности микроскопа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Окуляры 5х, 15х,30х
- Объективы 0.5х и 2х
- Цифровая камера ТС
- Видеокомплекс КАИ-М
- Окуляр со шкалой, объект-микрометр для калибровки
- ПО для измерений
- Координатный предметный стол



Области применения:

- Судебная экспертиза
- Криминалистика
- Реставрационные работы
- Биология, зоология
- Медицина(стоматология, патологоанатомия)
- Микроэлектроника
- Минералогия
- Геология

Микроскоп может быть укомплектован либо кольцевым люминесцентным осветителем, либо кольцевым светодиодным осветителем; штангой ШУ-2 или ШУ-3.

Увеличение микроскопа	7х - 90х
ZOOM-объектив	0,7х - 4,5х
Окуляры широкоугольные	WF 10х/20; WF 20х/10
Рабочее расстояние	100
Максимальный вынос оптической головки в горизонтальном направлении(штанга ШУ-3), мм	800
Максимальный вынос оптической головки в горизонтальном направлении(штанга ШУ-2), мм	320
Максимальный вынос оптической головки в вертикальном направлении(штанга ШУ-3), мм	300
Источник света	<ul style="list-style-type: none"> • Кольцевой люминесцентный осветитель • Кольцевой светодиодный осветитель с регулировкой яркости
Визуальная насадка	тринокулярная
Габаритные размеры, мм, не более	240х400х410
Масса, кг, не более	30

ЛОМО-Микросистемы

Тел.(812)329-41-74, 329-41-75

www.lomo-microsystems.ru

info@lomom.ru, 3294174@mail.ru

194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная д.20

